



Mercado Clínico
República Argentina 837
San Pedro Misiones 3364
Argentina
Cuit: 20-30396974-9
cel: +54 9 3751 54-1386

MCSP/INT/00001

Order:
Mercaderia que analia me envio de prueba

Shipping Date:
13/06/2024 09:08:52

Producto	Ordered	Delivered
[ultrafas] Cemento para ortodoncia ULTRA FAST - foto - 2,5g - ULTRA Cemento para ortodoncia ULTRA FAST Cement- foto - 2,5g - con fluoruro - ULTRA	1,00 Unidades	1,00 Unidades
[15165] Anestesia Indican tópica en gel, Lidocaína Clorhidrato 5%, 20g. SIDUS	1,00 Unidades	1,00 Unidades
[0109001001] Tiras de matriz de Acetato / Poliester - AIRON - 50 unid - Maquira LA TIRA DE POLIESTER / ACETATO: es utilizada para separar el diente a restaurar del diente vecino. Para obtener una perfecta restauración es necesario el uso de la tira de poliester, con la función de confinar bajo presión, el material restaurador en el interior de la cavidad. Protege el cemento durante la reacción de gelificación, resultando en el endurecimiento del material, de la pérdida o absorción de humedad presente en el local. 50 UNIDADES DE 4MM	1,00 Unidades	1,00 Unidades
[005230] Limas H 15/40 - 25MM - Easydent Limas H - 15/40 - 25MM - Easydent	1,00 Unidades	1,00 Unidades